

歯科切削加工用セラミックス 【製造販売元】株式会社エーティーディー・ジャパン

JDS Zirconia Disk

Multilayer JDSジルコニアディスク マルチレイヤー


「JDSジルコニアディスク マルチレイヤー」は高い実績を誇るATD JAPANが製造元で、ワールドミリングセンターの品質を支える主力製品です。自然な階調と透明感を再現したグラデーションは、まるで天然歯のような美しい色合いを放ちます。また、高い曲げ強度を持っていますので、幅広い用途にもご使用いただけます。是非この機会にJDSジルコニアディスク マルチレイヤーのクオリティをお試しください。



特徴1

透光性のグラデーションにより、 自然な透明感を創出

切縁部から中央部、歯頸部へと透光性の高低をグラデーションで表現した補綴物が製作可能です。自然な透明感が生まれ、天然歯のような美しさを創り出します。



特徴3

異なるジルコニアを積層し、 高い強度を実現

高い曲げ強度 (780~1100MPa) により、チッピングの少ない耐久性に優れた補綴物製作を可能にします。



特徴2

前歯部クラウンから臼歯部ブリッジまで、 幅広い用途に対応

美しさを再現する前歯部修復から、高い強度を必要とする臼歯部修復まで幅広い補綴物を製作することができます。



特徴4

階調差の少ない積層で、 自然な色調を表現

エナメル色からボタニ色、歯頸部色へと美しく滑らかな階調で積層しました。審美性を問われる前歯部修復にも対応します。



製品詳細

歯科切削加工用セラミックス

JDSジルコニアディスクマルチレイヤー

医療機器製販売認証番号: 228AKBZX00080000
医療機器分類: 管理医療機器

JDSジルコニアディスクマルチレイヤーは異なるジルコニアを積層し、強度を高めたCAD/CAM切削加工用のジルコニアディスクです。

【シェード】

A1 A2 A3 A3.5



安心・安全の
メーカー製品

WMCで
取扱い中!

WORLD MILLING CENTER
ワールド ミリング センター

東京センター
〒153-0063
東京都目黒区目黒 1-6-17 1F
TEL : 03-6431-8343
FAX : 03-6431-8765
【STL データ送信先】
stl@worldmillingcenter.com

大阪センター
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町 11-37 2F
TEL : 06-6337-4618
FAX : 06-6310-6067
【STL データ送信先】
wl.osaka.katana@gmail.com

仙台センター
〒981-3328
宮城県富谷市上桜木 1-46-2
TEL : 022-348-1206
FAX : 022-348-1242
【STL データ送信先】
wl.sendai.katana2@gmail.com